


SENSICA



Sensifirm

your beauty is in your hands

Návod k použití

www.sensica.cz

01 Začínáme

Vítejte ve světě Sensica!

Máme radost, že se s námi vydáváte na cestu k pevnějšímu tělu. Než začnete s prvním ošetřením, věnujte prosím několik minut tomuto stručnému průvodci.

1. 48 hodin před prvním kompletním ošetřením proveďte zkušební test na malé ploše kůže v oblasti, kterou chcete ošetřit.
2. Naneste rovnoměrnou vrstvu Base Gelu na danou oblast.
3. Zapojte zařízení do elektrické zásuvky. „Indikátor stavu“ se nejprve rozsvítí oranžově a poté začne blikat zeleně.
4. Opakovaně stiskněte tlačítko pro výběr úrovně RF energie, dokud nedosáhnete požadované úrovně: 1, 2 nebo 3, a zahajte ošetření.

Před použitím zařízení Sensifirm™ si prosím pečlivě prostudujte celý návod k použití.

**Ještě pár tipů
pro co nejlepší
výsledky...**

**Base Gel zlepšuje
kontakt s pokožkou,
vodivost a přenos RF
energie, takže
je ošetření
bezpečnější,
účinnější
a příjemnější.**

**RF energie bude
dodávána pouze
tehdy, když jsou
elektrody v plném
kontaktu s vaší
pokožkou.**

02 **Vaše zařízení je připraveno**

1. Umístěte alespoň jeden pár elektrod na ošetřovanou oblast a zajistěte plný kontakt s pokožkou po celou dobu ošetření.
2. Jakmile dojde k plnému kontaktu s pokožkou, „indikátor stavu“ bude svítit zeleně.
3. Po kontaktu s pokožkou se automaticky zapne masážní funkce a ucítíte lehké vibrace.
4. Pohybujte zařízením po ošetřované oblasti pomalými krouživými pohyby a zároveň udržujte stálý a pevný kontakt s pokožkou.
5. Ošetření trvá přibližně 20 minut pro oblast těla o velikosti vašich dvou dlaní (15 cm x 30 cm) nebo přibližně 10 minut pro oblast těla o velikosti jedné dlaně.
6. Na konci každého ošetření zařízení vypněte a setřete zbytky Base Gelu.

V závislosti na velikosti ošetřované oblasti můžete použít přední nebo zadní pár elektrod, nebo oba páry současně.

Masáž podporuje prokrvení pokožky, napomáhá odvádění přebytečné lymfatické tekutiny a přispívá k účinnějšímu ošetření celulitidy.

Masážní vibrace vám navíc pomohou lépe kontrolovat ošetření zadních partií těla.

03 Jak dosáhnout co nejlepších výsledků

1. Doporučujeme provádět všechna ošetření na energetické úrovni 3 (nejvyšší). Ošetření je účinné i na nižších úrovních, jen dosažení efektivní teploty bude trvat déle.
2. Zařízení dodává RF energii, když je alespoň jeden pár elektrod v plném kontaktu s pokožkou. Správný kontakt je indikován stálým zeleným světlem a lehkou vibrací.
3. Pokud po přibližně 30 sekundách necítíte teplo, vyzkoušejte tyto kroky:
 - Zmenšete velikost ošetřované oblasti.
 - Zvyšte úroveň RF energie.
 - Ujistěte se, že jste nanесли dostatečné množství Base Gelu.
4. Pro dlouhodobé výsledky používejte Sensifirm jednou týdně na každou ošetřovanou oblast po dobu 8 týdnů.
5. Pro udržení dosažených výsledků můžete ošetření zařízením Sensifirm opakovat podle potřeby.

Nemusíte mít obavy z použití nejvyšší úrovně intenzity – bezpečnostní teplotní senzory zařízení udržují bezpečnou teplotu po celou dobu ošetření.

Mějte na paměti, že výsledky se mohou u jednotlivých osob lišit v závislosti na věku, dědičnosti, prostředí apod.

A ještě jedna věc – pokud je pokožka během ošetření nebo krátce po něm mírně zarudlá či narůžovělá, není důvod k obavám. Je to běžná reakce, která svědčí o tom, že ošetření působí...

Máte otázky?

Neváhejte nám napsat na: info@sensica.cz

www.sensica.cz

Obsah

Bezpečnostní opatření	2
Kontraindikace	3
Upozornění	3
Představujeme technologii LIPOTHERM RF™ – Jak to funguje	5
Zamýšlené použití	5
Možné nežádoucí účinky	6
Popis zařízení	7
Popis uživatelského rozhraní	8
Pokyny pro uživatele	9
Příprava ošetřované oblasti	9
Zkušební test	10
Použití zařízení	11
Doporučené ošetření	12
Ošetřované oblasti	13
Péče po ošetření	15
Řešení problémů	16
Zákaznická podpora	17
Parametry zařízení	17
Značení	18

Bezpečnostní opatření

- Nikdy nepoužívejte hořlavé kapaliny, jako je alkohol (včetně parfémů, dezinfekčních prostředků nebo jiných přípravků obsahujících alkohol) nebo aceton k čištění pokožky hodinu před použitím přípravku Sensifirm™, mohlo by dojít k jejímu popálení.
- Zařízení neotevírejte ani neopravujte, mohlo by dojít k vystavení nebezpečným elektrickým součástkám.
- Neumísťujte, neskladujte ani nepoužívejte Sensifirm v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob s vodou, mohlo by dojít k vážnému úrazu elektrickým proudem.
- Nenechávejte Sensifirm bez dozoru, pokud je zapojený do elektrické sítě, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Nevhodné pro osoby mladší 18 let.
- Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Zařízení Sensifirm používejte pouze v souladu s tímto návodem k použití a k určenému účelu.
- Nepoužívejte zařízení, pokud jakákoli jeho část chybí, je poškozená nebo uvolněná, pokud zařízení nefunguje správně, pokud vidíte nebo cítíte kouř nebo pokud je zařízení vlhké či mokré.
- Před každým použitím se ujistěte, že je zařízení čisté, suché a neporušené. Pokyny k čištění jsou podrobně popsány v části Čištění níže.
- Nepoužívejte zařízení Sensifirm bez předchozí aplikace Base Gelu.
- Nepoužívejte Base Gel po uplynutí doby použitelnosti.

Poznámka: Base Gel je určen pouze k zevnímu použití – vyhněte se přímému kontaktu s očima. V případě, že k takovému kontaktu dojde, oči ihned vypláchněte vodou.

Kdo by zařízení NEMĚL používat?

Před zahájením ošetření si pečlivě přečtěte níže uvedené informace. Pokud máte stále jakékoli pochybnosti nebo si nejste jisti, zda je zařízení pro vás bezpečné, poraďte se se svým lékařem.

Kontraindikace

Zařízení NEPOUŽÍVEJTE, pokud:

- máte aktivní implantát, například kardiostimulátor nebo inzulinovou pumpu, nebo pokud máte nějakou známou závažnou srdeční poruchu, jako je arytmie.
- jste těhotná nebo kojíte.
- trpíte závažnými nebo nekontrolovanými endokrinními nebo metabolickými onemocněními, jako je cukrovka nebo nekontrolované onemocnění štítné žlázy.
- máte poškozený imunitní systém nebo autoimunitní poruchu, jako je AIDS nebo lupus, nebo pokud užíváte léky, které ovlivňují imunitní systém.
- trpíte poruchami srážlivosti krve, nadměrným krvácením nebo tvorbou modřin, poškozeným hojením ran nebo pokud pravidelně užíváte léky na ředění krve.
- trpíte anamnézou hluboké žilní trombózy.
- máte v anamnéze poruchy tvorby kolagenu nebo trpíte keloidními jizvami (růst nadbytečné jizvové

tkáně v místě, kde se kůže zahojila po zranění).

- máte celkové závažné onemocnění, jako je hepatitida, onemocnění jater nebo epilepsie.
- trpíte citlivou nebo poškozenou pokožkou, například v případech častého zarudnutí nebo vyrážky, čáňů (jako je lupénka), puchýřů, vředů, infekcí, akné nebo extra suché pokožky.
- máte snížené nebo přehnané vnímání změn teploty.
- jste v posledních 6 měsících užívali Accutane.
- máte v ošetřované oblasti onemocnění vyvolané teplem nebo aktivní kožní onemocnění, jako je herpes, ekzém, vyrážky atd.
- máte rakovinu kůže, oblasti s rizikem malignit nebo pokud jste v posledních 3 měsících podstoupili radioterapii nebo chemoterapii.

Upozornění

NEPOUŽÍVEJTE zařízení:

- Pokud máte v určené ošetřované oblasti jakékoli trvalé implantáty, včetně, ale nikoli výhradně: silikonu nebo injekčně aplikovaných chemických materiálů, kovových destiček nebo jiných kovových materiálů.
- Pokud jste v posledních 3 měsících podstoupili operaci, včetně plastické chirurgie, nebo jste podstoupili jakýkoli estetický

zárok, jako je omlazení kůže, liposukce, hloubkový peeling, kryolipolýza (zmrazování tuku), nebo jste podstoupili estetické injekce výplní, jako je kyselina hyaluronová, kolagen, tuk nebo Botox, v ošetřované oblasti.

- Pokud máte v určených ošetřovaných oblastech jakékoli kovové předměty, jako jsou šperky nebo piercingy, tetování nebo permanentní make-up.
- Pokud máte spáleniny od slunce nebo tmavě hnědé či černé skvrny, jako jsou mateřská znaménka nebo znaménka, nebo puchýře v ošetřované oblasti.
- Pokud jste alergičtí nebo citliví na chrom, nikl nebo jakoukoli složku Base Gelu.
- Zařízení mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, za předpokladu, že jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a že rozumí souvisejícím rizikům.
- Nepoužívejte Sensifirm na prsa, genitálie ani na oblasti, které nejsou doporučeny v tomto návodu k použití.
- Nepoužívejte Sensifirm na ochlupených oblastech těla, protože by to mohlo vést k jejich spálení.

Poznámka: Pokud jste v určené oblasti podstoupili jakýkoli jiný estetický zárok, nebo pokud jste v posledních 3 měsících ošetřovali pokožku předepsaným lékem, nebo pokud máte jakékoli obavy ohledně možných nežádoucích účinků, poraďte se před použitím Sensifirmu se svým lékařem.

Představujeme technologie LIPOTHERM RF™ – Jak to funguje

Radiofrekvence (RF) je forma elektromagnetické energie, která se již dlouho používá v estetické medicíně. Rozteč mezi čtyřmi RF elektrodami Sensifirm umožňuje velký objem ošetření a umožňuje více RF vlnám dosáhnout hluboko do vrstev kůže, zahřívát dermis, hypodermis (vnitřní vrstvy kůže) a podkožní tukové vrstvy, aniž by poškodila epidermis (vnější vrstvu kůže).

Tento hluboký tepelný efekt následně aktivuje několik biologických mechanismů, mezi nimiž je remodelace a později tvorba kolagenu a elastinu; snížení objemu adipocytů (tukových buněk); a zlepšení mikrocirkulace a lymfatické drenáže. Tyto účinky společně vedou ke zpevnění a vyhlazení pokožky, zlepšení vzhledu celulitidy a redukci obvodu, pro pevnější tělo s co nejlepšími viditelnými a dlouhodobými výsledky.

Zamýšlené použití

- Pro ženy, které chtějí zlepšit vzhled celulitidy.
- Pro muže a ženy, kteří chtějí zpevnit své tělo a zmenšit jeho obvod.
- Sensifirm lze použít na hýždě, stehna, břicho, pas a paže.

Poznámka: Toto zařízení je speciálně navrženo pro vaši osobní péči a je určeno pouze pro jednoho uživatele a domácí použití.





Před zahájením ošetření Sensifirm si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Tuto příručku a instruktážní video naleznete také na www.sensica.cz

Možné nežádoucí účinky

Při používání tohoto zařízení v souladu s návodem k použití jsou nežádoucí účinky vzácné. Každý estetický zákrok však může způsobit určitý stupeň nežádoucích účinků (jak je uvedeno v tabulce níže). V případě výskytu nežádoucích účinků přestaňte zařízení používat a v případě potřeby se poraďte se svým lékařem. Mírné nežádoucí účinky by měly spontánně odeznít během několika hodin.

Možné nežádoucí účinky	Četnost nežádoucího účinku	Nežádoucí účinky
Mírné	Časté	Lokální bolest Podráždění kůže Zarudnutí kůže Citlivost kůže Alergie nebo citlivost na Base Gel
Střední	Vzácné	Mírné popáleniny kůže Změny pigmentace Nadměrné zarudnutí, vyrážka, otok Podkožní krvácení
Závažné	Extrémně vzácné	Závažné popáleniny Infekce Modřiny Puchýře

Popis zařízení



Popis uživatelského rozhraní

Indikátor stavu	Dočasné oranžové svetlo (po dobu ~5 sekund) následované dočasným zeleným svetlem (po dobu ~1 sekundy)	Sensifirm je v pohotovostním režimu a připraven k práci.
	Trvalé zelené světlo	Sensifirm je v režimu ošetření . RF je aktivováno, je detekován kontakt s kůží a ošetření probíhá*.
	Střídavé červené a oranžové světlo	Sensifirm je v chybovém režimu . Zařízení detekovalo poruchu aablokovalo aktivaci funkce RF.
Tlačítko pro výběr úrovně RF energie	Kontrolky úrovně energie 1–3	Zelené světlo indikuje, která úroveň RF energie byla aktivována. Opakovaně stiskněte tlačítko pro výběr úrovně RF energie, dokud nedosáhnete požadované úrovně: 1, 2 nebo 3.

* **Poznámka:** RF energie je dodávána pouze tehdy, je-li detekován správný kontakt s vaší pokožkou. Během ošetření bude indikátor stavu svítit trvale zeleně a budete cítit vibrace.

* Po kontaktu s ošetřovanou oblastí se masážní funkce automaticky zapne.

Pokyny pro uživatele

Sensifirm je určen k použití na hýždě, stehna, břicho, pas a paže.

Co očekávat při používání Sensifirmu

Během ošetření je normální pociťovat:

- Pocit tepla vytvářené RF energií.
- Mírné červené nebo růžové zabarvení kůže během a bezprostředně po ošetření.

Příprava ošetřované oblasti

1. Oblast je čistá a bez lokálních přípravků, jako jsou hydratační krémy a pleťové vody. Upozornění: Nikdy nepoužívejte hořlavé kapaliny, jako je alkohol (včetně parfémů, dezinfekčních prostředků nebo jiných přípravků obsahujících alkohol nebo aceton), k čištění pokožky hodinu před použitím Sensifirmu, protože by to mohlo způsobit popáleniny kůže.
2. Sejměte všechny šperky z ošetřované oblasti a z rukou.
3. Odstraňte dlouhé a/nebo husté ochlupení z ošetřované oblasti (většinou platí pro muže).
4. Proveďte zkušební test na malé ploše kůže v zamýšlené ošetřované oblasti 48 hodin před prvním použitím Sensifirmu. V předběžném testu si můžete určit nastavení úrovně energie, které vám nejlépe vyhovuje (viz níže uvedená část Zkušební test).

Důležité:

- Zkontrolujte datum spotřeby Base Gelu.
 - Před zahájením ošetření se ujistěte, že jsou elektrody čisté, suché a neporušené.
-

Zkušební test

Zkušební test má za cíl zjistit reakci vaší pokožky na ošetření zařízením a pomoci vám nastavit optimální nastavení pro každou ošetřovanou oblast.

Proveďte zkušební test na každé oblasti, kterou chcete ošetřit, 48 hodin před prvním kompletním ošetřením.

1. Připravte ošetřovanou oblast, jak je popsáno výše.
2. Naneste tenkou, rovnoměrnou vrstvu Base Gelu, který je součástí sady, na ošetřovanou oblast.
3. Zapojte zařízení Sensifirm do zásuvky a vyberte úroveň RF energie 3.
4. Umístěte zařízení Sensifirm na požadovanou ošetřovanou oblast a pohybujte jím krouživými pohyby po dobu 3 minut.
5. Ošetření vytvoří na vaší pokožce pocit tepla. Pokud však máte pocit, že se vaše pokožka zahřívá příliš rychle, snižte úroveň RF energie a upravte ji tak, aby vám vyhovovala.
6. Test okamžitě ukončete, pokud se necítíte dobře nebo pokud zaznamenáte nežádoucí účinky, jako je silné zarudnutí nebo puchýře.
7. Počkejte 48 hodin a prohlédněte testovanou oblast.
8. Pokud se pokožka v testované oblasti jeví jako normální (bez

nežádoucích účinků), můžete pokračovat v plném ošetření na nejvyšší komfortní úrovni energie.

Poznámka: Doporučujeme provádět všechna ošetření na úrovni energie 3 (nejvyšší). Maximálních výsledků však můžete dosáhnout na všech úrovních RF energie: na nižších úrovních bude dosažení efektivní teploty trvat déle. Úroveň RF energie udává rychlost, s jakou teplota stoupá v režimu ohřevu. Vysoká úroveň RF energie vám umožní rychlejší a rovnoměrnější ohřev.

Použití zařízení

Poznámka: Před zahájením kompletního ošetření je třeba provést zkušební test. (Viz výše uvedená část Zkušební test.)

1. Připravte ošetřovanou oblast, jak je podrobně popsáno v části „Příprava ošetřované oblasti“.
2. Naneste rovnoměrnou vrstvu Base Gelu, který je součástí sady, na oblast určenou k ošetření.
3. Nastavte úroveň RF energie na úroveň, která vám byla při provedení předběžného testu nejvhodnější. Opakovaně stiskněte tlačítko pro výběr úrovně RF energie, dokud nedosáhnete požadované úrovně: 1, 2 nebo 3.
4. Umístěte zařízení na zamýšlenou ošetřovanou oblast a zajistěte plný kontakt elektrod s pokožkou po celou dobu ošetření. Pokud zařízení není správně umístěno, RF energie a masáž nebudou dodávány. Když zařízení pracuje, ucítíte a uslyšíte jemné vibrace a indikátor se rozsvítí zeleně.
5. Pohybujte zařízením po ošetřované oblasti pomalými krouživými pohyby a zároveň udržujte stálý a pevný kontakt s pokožkou.
6. Pokud po přibližně 30 sekundách necítíte teplo, zkuste zařízením Sensifirm pohybovat po menší ošetřované ploše a/nebo zvýšit energii radiofrekvenčního záření.
7. Na konci každého ošetření zařízení vypněte stisknutím tlačítka pro výběr energie. Během vypínání zařízení se rozsvítí oranžová kontrolka. Po zhasnutí kontrolky odpojte zařízení od elektrické zásuvky.
8. Po dokončení ošetření setřete z ošetřené oblasti zbývající Base Gel.
9. Zařízení očistěte měkkým vlhkým hadříkem nebo papírovou utěrkou podle pokynů k čištění v níže uvedené části Čištění.

Doporučené ošetření

Pro dlouhodobé výsledky používejte Sensifirm jednou týdně na každou ošetřovanou oblast po dobu 8 týdnů.

Pro udržení optimálních výsledků můžete protokol ošetření Sensifirm opakovat podle potřeby. Zařízení Sensifirm můžete použít na hýždě, stehna, břicho, pas nebo paže. Délka ošetření závisí na velikosti oblasti.


1. 20 minut pro oblast těla o velikosti 15 cm x 30 cm / 6 palců x 12 palců (to je přibližně velikost vašich dvou dlaní).
2. 10 minut pro oblast těla o velikosti 8 cm x 15 cm / 3 palce x 6 palců (to je přibližně velikost jedné dlaně).

Ošetřované oblasti

Neošetřujte celou oblast, kterou jste dosud netestovali (jak je podrobně popsáno v části Zkušební test výše).

Hýždě (oblast 1)

- Umístěte elektrody na ošetřovanou oblast, jak je znázorněno na obrázku.
- Pohybujte zařízením Sensifirm plynulými krouživými pohyby po oblasti, jak je znázorněno šipkami na obrázku.




Stehna (oblast 2)

- Umístěte elektrody na ošetřovanou oblast, jak je znázorněno na obrázku.
- Pohybujte zařízením Sensifirm plynulými krouživými pohyby po oblasti, jak je znázorněno šipkami na obrázku.



Břicho (oblast 3)

- Umístěte elektrody na ošetřovanou oblast, jak je znázorněno na obrázku.
- Pohybujte zařízením Sensifirm plynulými krouživými pohyby po oblasti, jak je znázorněno šipkami na obrázku.




Pas (oblast 4)

- Umístěte elektrody na ošetřovanou oblast, jak je znázorněno na obrázku.
- Pohybujte zařízením Sensifirm plynulými krouživými pohyby po dané oblasti, jak je znázorněno šipkami na obrázku. Pokud je to nepohodlné, přejděte na lineární pohyby.



Paže (oblast 5)

- Umístěte elektrody na ošetřovanou oblast, jak je znázorněno na obrázku.
- V této oblasti můžete použít pouze 2 elektrody.
- Pohybujte zařízením Sensifirm plynulými krouživými pohyby po dané oblasti, jak je znázorněno šipkami na obrázku. Pokud je to nepohodlné, přejděte na lineární pohyby.



Péče po ošetření

- Po dokončení ošetření setřete zbývající Base Gel z ošetřené oblasti.
- Nevystavujte ošetřovanou oblast přímému slunečnímu záření bez použití opalovacího krému s vysokým faktorem (alespoň 30 SPF). Nekontrolované slunění může způsobit citlivost pokožky.
- Po dobu 2 dnů po ošetření se vyhněte použití extrémně horké vody a nepoužívejte abrazivní ani agresivní produkty.
- Vzhledem k tomu, že tvorba celulitidy je průběžný proces, můžete ošetření Sensifirm opakovat podle potřeby.

Čištění

1. Před čištěním nezapomeňte zařízení vypnout a odpojit ze zásuvky.
2. Doporučuje se k odstranění zbytků Base Gelu ze Sensifirmu použít měkký vlhký hadřík, papírový ručník nebo navlhčený ubrousek. Ujistěte se, že je celá spodní strana zařízení, včetně oblasti elektrod, teplotních senzorů a plastového krytu, důkladně vyčištěna.



Neoplachujte zařízení Sensifirm pod tekoucí vodou, mohlo by to způsobit jeho poruchu.

Řešení problémů

Pokud se u zařízení Sensifirm setkáte s jakýmkoli problémy, přečtěte si prosím níže uvedené informace:

Pokud se zařízení nezapne.	• Ujistěte se, že je napájecí kabel správně zapojený do elektrické zásuvky i do zásuvky zařízení. • Ujistěte se, že je v elektrické zásuvce napájení.
Pokud Sensifirm nedodává energii RF signálu a masáž neprobíhá (tj. necítíte pocit tepla ani jemné vibrace).	• Ujistěte se, že elektrody jsou v plném kontaktu s pokožkou. • Jemně přitlačte zařízení na kůži. • Ujistěte se, že je na ošetřované oblasti dostatek Base Gelu. • RF signál se aktivuje pouze tehdy, když jsou alespoň 2 elektrody v plném kontaktu s pokožkou. (Podrobnosti o indikátoru viz výše uvedená část s popisem uživatelského rozhraní.)
Obecná závada	• Resetujte zařízení – odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky, počkejte 10 sekund a poté jej znovu připojte. • Pokud se na elektrodách usadí nečistoty nebo úlomky, měli byste je vyčistit v souladu s výše uvedenou částí Čištění. Pokud se vám nedaří oblast vyčistit, kontaktujte naši zákaznickou podporu. • Pokud se zařízením přetrvávají problémy, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu.

Zákaznická podpora

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zařízení, jeho používání či funkčnosti, nebo potřebujete-li řešit závadu, kontaktujte naši zákaznickou podporu:

☎ +420 323 204 182

✉ info@sensica.cz

Parametry zařízení

Ruční RF zařízení je napájeno multipolární RF s výkonem 10±0,5 W

Frekvence

1±0,05 MHz

Volitelná úroveň výstupního výkonu

3 úrovně

Teplotní senzory

RF ohřev se automaticky deaktivuje, když teplota kůže dosáhne 42 °C (106,7 °F). Ohřev se znovu aktivuje, když teplota klesne.

Ošetřovaná plocha

~10–20 cm² (~3,25–7,5 palce²)

Externí zdroj napájení

Vstup 100–240 V AC,
50–60 Hz, 0,5 A
Výstup 12 V DC, 1,8 A

Rozměry zařízení (DxVxŠ)

146 mm x 74 mm x 63 mm
5,75 palce x 2,91 palce x 2,48 palce

Hmotnost

192 g (6,77 oz)

Pokyny pro skladování

Skladovací a přepravní podmínky

Teplota	-10 °C až 70 °C (14 °F až 158 °F)
---------	--------------------------------------

Vlhkost	10 % až 90 % relativní vlhkosti při 55 °C/131 °F
---------	---

Tlak	Bez kondenzace
------	-------------------

Provozní podmínky

Teplota	10 °C až 40 °C (50 °F až 104 °F)
---------	-------------------------------------

Vlhkost	30 % až 70 % relativní vlhkosti
---------	---------------------------------------

Maximální provozní nadmořská výška	3 000 m
---------------------------------------	---------



Používejte Sensifirm pouze s originálním napájecím zdrojem. Z bezpečnostních důvodů nikdy nepoužívejte stejnosměrné adaptéry, které nejsou schváleny výrobcem.

Značení

Model CEL100



Dvojitá izolace.



Přečtěte si návod k použití.



Zařízení určené ke zpětnému odběru.



Před použitím si prosím přečtěte všechna varování a bezpečnostní opatření.



Neoplachujte Sensifirm pod tekoucí vodou, mohlo by dojít k poruše zařízení. Uchovávejte v suchu.



Naše výrobky a obaly jsou recyklovatelné, nevyhazujte je!



