


SENSICA



SensiliftMini

your beauty is in your hands

Návod k použití

www.sensica.cz

01 Začínáme

Vítejte ve světě Sensica!

Máme radost, že se s námi vydáváte na cestu k hladší, pevnější a mladistvější pleti. Než začnete s prvním ošetřením, věnujte prosím několik minut tomuto stručnému průvodci s užitečnými tipy pro dosažení co nejlepších výsledků.

1. 48 hodin před zahájením prvního kompletního ošetření proveďte předběžný test na každé části těla, kterou chcete ošetřit.
2. Zapojte zařízení do elektrické zásuvky. „Indikátor stavu“ bliká žlutě (kontrolka vpředu).
3. Ujistěte se, že vaše pleť je čistá a suchá, bez krémů a make-upu.
4. Naneste rovnoměrnou vrstvu Base Gelu na oblast určenou k ošetření.
5. Nastavte úroveň energie opakovaným **dotykem** tlačítka RF (viz obrázek), dokud nedosáhnete požadované úrovně: 1, 2 nebo 3.
6. Zařízení je vybaveno integrovaným bezpečnostním mechanismem. Tlačítko je citlivé na dotyk, proto není nutné jej stiskávat silou. K zapnutí zařízení a nastavení požadované úrovně energie (1, 2 nebo 3) stačí krátké a jemné stisknutí.

Ještě pár tipů
pro co nejlepší
výsledky...

**Pamatujte,
že trpělivost
přináší výsledky.
Před zahájením
kompletního ošetření
vždy nejprve proveďte
zkušební test. Začněte
s úrovní RF energie
3 a podle potřeby
ji upravte tak, aby
vám bylo ošetření
příjemné.**

Dotykové tlačítko



02 Plán ošetření

1. Přiložte RF elektrody („prsty“) tak, aby byly v plném kontaktu s pokožkou.
2. Jakmile se plně dotknou pokožky, „indikátor stavu“ se rozsvítí zeleně.
3. Pohybujte zařízením po každé ošetřované oblasti pomalými krouživými pohyby po dobu 5 minut (10 minut na čelo).
4. Ošetření vyvolá na pokožce pocit tepla.
5. Po ošetření setřete zbytky Base Gelu z ošetřené oblasti.
6. Pro dosažení nejlepších výsledků používejte zařízení jednou týdně na každou oblast po dobu 8 týdnů.

Během ošetření můžete použít zrcátko, abyste mohli sledovat, zda „indikátor stavu“ svítí zeleně.

Nepokoušejte se ošetřit celý obličej najednou – ošetřujte oblast velkou přibližně jako vizitka.

A je to!

Vaše pleť bude hladší, pevnější

a viditelně vypnutější.

Užijte si výsledky.

03 Jak dosáhnout co nejlepších výsledků

1. Výsledky ošetření se zařízením Sensilift™ Mini se mohou u jednotlivých osob lišit v závislosti na různých faktorech, jako jsou např. věk, dědičnost, prostředí apod.
2. Zařízení dodává RF energii pouze tehdy, když „indikátor stavu“ svítí zeleně. Pokud tomu tak není, zkuste tyto kroky:
 - Ujistěte se, že jste vybrali úroveň RF.
 - Ujistěte se, že RF elektrody jsou v plném kontaktu s pokožkou.
 - Ujistěte se, že jste nanесли dostatečné množství Base Gelu pro zajištění dobrého kontaktu.
3. Pokud během ošetření necítíte teplo v ošetřované oblasti:
 - Ujistěte se, že jste zvolili úroveň energie, případně ji zvýšte.
 - Ujistěte se, že „indikátor stavu“ svítí zeleně.
 - Zmenšete ošetřovanou oblast.
 - Zmenšete poloměr kruživých pohybů.
4. Pro udržení optimálních dlouhodobých výsledků lze ošetření provádět podle potřeby v intervalu 4–8 týdnů.

Tvorba nového kolagenu vyžaduje čas. Buďte trpěliví a pokračujte v pravidelném ošetření podle doporučeného plánu. Pro zachování optimálních dlouhodobých výsledků můžete ošetření podle potřeby opakovat.

Nebojte se, pokud cítíte, že teplo přichází a odchází, jde pouze o bezpečnostní senzory regulující teplotu.

Máte otázky?
Neváhejte nám napsat na: info@sensica.cz
www.sensica.cz

Tajemstvím nejlepšího výsledku je dodržovat postup a vytrvat.

Obsah

Bezpečnostní opatření	2
Kontraindikace	4
Varování	5
Technologie InTrense™ – Jak funguje?	6
Zamýšlené použití	6
Možné nežádoucí účinky	7
Popis zařízení	8
Popis uživatelského rozhraní	9
Pokyny pro uživatele	10
Zkušební test	10
Začínáme	11
Krok 1: Příprava pokožky	11
Krok 2: Obsluha zařízení	11
Doporučené ošetření	13
Péče po ošetření obličeje	15
Čištění a skladování	15
Řešení problémů	16
Likvidace	16
Zákaznická podpora	17
Parametry zařízení	17
Značení	18



Před zahájením prvního ošetření si pečlivě přečtěte níže uvedené informace. Pokud máte stále jakékoli pochybnosti nebo si nejste jisti, zda je zařízení bezpečné pro vaše použití, poraďte se se svým lékařem.

Bezpečnostní opatření

- Nikdy nepoužívejte hořlavé kapaliny, jako je alkohol (včetně parfémů, dezinfekčních prostředků nebo jiných přípravků obsahujících alkohol) nebo aceton k čištění pokožky hodinu před použitím zařízení, protože by to mohlo způsobit popáleniny kůže.
- Zařízení neotevírejte ani neopravujte, protože byste se mohli vystavit nebezpečným elektrickým součástkám.
- Neumísťujte, neskladujte ani nepoužívejte zařízení v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob s vodou, protože by to mohlo způsobit vážný úraz elektrickým proudem.
- Nenechávejte zařízení bez dozoru, když je zapojeno do elektrické sítě, protože by to mohlo vést k úrazu elektrickým proudem.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Nevhodné pro osoby mladší 18 let.
- Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu uživatelem nesmí provádět děti bez dozoru.
- Zařízení používejte pouze v souladu s tímto návodem k použití a k určenému účelu.
- Nepoužívejte zařízení, pokud jakákoli jeho část chybí, je poškozená nebo ztracená, pokud zařízení nefunguje správně, pokud vidíte nebo cítíte kouř nebo pokud je zařízení vlhké či mokré.
- Před každým použitím se ujistěte, že je zařízení čisté, suché a neporušené. Pokyny k čištění jsou podrobně popsány v části **Čištění a skladování** níže.

- Nepoužívejte zařízení bez předchozí aplikace Base Gelu.
- Nepoužívejte Base Gel po uplynutí doby použitelnosti.

Poznámka: Base Gel je určen pouze k zevnímu použití – zabraňte přímému kontaktu s očima. V případě, že k takovému kontaktu dojde, oči okamžitě vypláchněte vodou.

Kontraindikace

NEPOUŽÍVEJTE zařízení, pokud:

- Máte aktivní implantát, například kardiostimulátor nebo inzulinovou pumpu, nebo pokud máte známou závažnou srdeční poruchu, například arytmií.
- Jste těhotná nebo kojíte.
- Trpíte závažnými nebo nekontrolovanými endokrinními nebo metabolickými onemocněními, jako je cukrovka nebo nekontrolované onemocnění štítné žlázy.
- Máte poškozený imunitní systém nebo autoimunitní poruchu, jako je AIDS nebo lupus, nebo pokud užíváte léky, které ovlivňují imunitní systém.
- Trpíte poruchami srážlivosti krve, nadměrným krvácením nebo tvorbou modřin, poškozeným hojením ran nebo pokud pravidelně užíváte léky na ředění krve.
- Trpíte hlubokou žilní trombózou v anamnéze.
- Máte v anamnéze poruchy kolagenu nebo trpíte keloidními jizvami (růst další jizvové tkáně v místě, kde se kůže zahojila po zranění).
- Máte celkové závažné onemocnění, jako je hepatitida, onemocnění jater nebo epilepsie.
- Trpíte citlivou nebo poškozenou kůží, například v případech častého zarudnutí nebo vyrážky, zánětů (jako je lupénka), puchýřů, vředů, infekcí, akné nebo extra suché kůže.
- Máte snížené nebo přehnané vnímání změn teploty.
- Užívali jste Accutane v posledních 6 měsících.
- Máte onemocnění vyvolané teplem nebo aktivní kožní onemocnění, jako je herpes, ekzém, vyrážky atd., v ošetřované oblasti.
- Máte rakovinu kůže, oblasti s rizikem malignit nebo jste v posledních 3 měsících podstoupili radioterapii nebo chemoterapii.

Varování

NEPOUŽÍVEJTE zařízení:

- Pokud máte v určené oblasti ošetření jakékoli trvalé implantáty, včetně, ale nikoli výhradně: silikonu nebo injekčně aplikovaných chemických materiálů, kovových destiček nebo jiných kovových materiálů.
- Pokud jste v posledních 3 měsících podstoupili plastickou operaci, jako je lifting obličeje nebo operace očních víček, nebo pokud jste v posledních 3 měsících podstoupili estetické injekce výplní, jako je kyselina hyaluronová, kolagen, tuk nebo botulotoxin, v ošetřované oblasti.
- Pokud jste v posledních 3 měsících podstoupili profesionální chemický peeling s α -hydroxykyselinami (AHA), jako je kyselina glykolová nebo β -hydroxykyselina (BHA), nebo pokud jste v posledních 3 měsících podstoupili profesionální abrazi obličeje, jako je dermabraze, vyhlazení obličeje, hloubkový chemický peeling (fenol, kyselina trichloroctová-TCA) α /nebo ablativní laserové ošetření.
- Přes nosní dírký, rty úst, uši, prsa nebo genitální oblast nebo oblasti, které nejsou v této uživatelské příručce doporučeny.
- Přes štítnou žlázu, protože to může způsobit nežádoucí účinky.
- Přes oční víčka, oči nebo po stranách očí (vedle nosu), protože to může způsobit poškození očí.
- Pokud máte na určených ošetřovaných místech jakékoli kovové předměty, jako jsou šperky, piercing, tetování nebo permanentní make-up.
- Na spáleniny od slunce, tmavě hnědé či černé skvrny, jako jsou mateřská znaménka nebo znaménka, nebo puchýře v ošetřované oblasti.
- Pokud jste alergičtí nebo citliví na chrom, nikl nebo jakoukoli složku Base Gelu.
- Zařízení mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, za předpokladu, že jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a že rozumí souvisejícím rizikům.
- Nepoužívejte zařízení na ochlupené oblasti těla, mohlo by dojít k jejich spálení.

Poznámka: Pokud jste v určené oblasti podstoupili jakékoli jiné estetické zákroky, nebo pokud jste v posledních 3 měsících ošetřovali pokožku předepsaným lékem, nebo pokud máte jakékoli obavy ohledně možných nežádoucích účinků, poraďte se před použitím zařízení se svým lékařem.

Technologie InTrense™ – Jak funguje?

Jedná se o neinvazivní zařízení pro domácí použití, které využívá radiofrekvenci (RF), formu elektromagnetické energie, určenou k redukci vrásek, zpevnění pokožky a obnovení její elasticity. Je vhodné pro všechny odstíny pleti, snadno se používá a poskytuje znatelné a dlouhotrvající výsledky.

Technologie radiofrekvence se v lékařských klinikách používá již několik let a ukázala se jako vysoce účinná. Zařízení má dvě elektrody, které dodávají radiofrekvenční energii do pokožky, aby se kolagenová vlákna stáhla a stimulovala přirozená produkce kolagenu, která s přibývajícím věkem klesá. Při správném použití a v souladu s **doporučeným ošetřením** zařízení zmírní výskyt vrásek, zpevní pleť a obnoví její elasticitu. Výsledky mohou být viditelné již po jednom ošetření.



Před použitím zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku.

Uživatelskou příručku naleznete také na www.sensica.cz

Zamýšlené použití

Zařízení je určeno:

- Pro ženy a muže, kteří chtějí: redukovat vrásky v obličeji, zpevnit pleť a obnovit její elasticitu.
- Pro použití na: obličej, zejména na vrásky kolem očí („vějířky“), nosoretní rýhy („úsměvové vrásky“) a vrásku mezi obočím („mračivku“).
- Pro použití na jemné až středně hluboké vrásky.
- K použití s Base Gelem. Tento gel je speciálně navržen pro práci s RF zařízeními Sensica a zajišťuje správné dodávání RF energie. To zajistí nejlepší možné výsledky zlepšením kontaktu mezi zařízením a pokožkou, čímž se zlepši vodivost pokožky.

Poznámka: Sensilift™ Mini je speciálně navržen pro vaše osobní ošetření a je určen pouze pro jednoho uživatele a domácí použití.

Možné nežádoucí účinky


Při používání zařízení dle návodu k použití jsou nežádoucí účinky vzácné. Nicméně každý estetický zákrok, včetně používání domácích zařízení, může způsobit určitý stupeň nežádoucích účinků (jak je uvedeno v tabulce níže).

V případě výskytu nežádoucích účinků přestaňte zařízení používat a v případě potřeby se poraďte s lékařem.

Mírné nežádoucí účinky by měly spontánně odeznít během několika hodin.

Závažnost nežádoucího účinku	Četnost nežádoucího účinku	Nežádoucí účinky
Mírné	Časté	Lokální bolest Podráždění kůže Zarudnutí kůže Citlivost kůže Alergie nebo citlivost na Base Gel
Střední	Vzácné	Mírné popáleniny kůže Změny pigmentace Nadměrné zarudnutí a otok Kopřivka, purpura nebo ekchymóza Hematom
Závažné	Extrémně vzácné	Závažné popáleniny Infekce Modřiny Puchýře

Popis zařízení



- 1 Teplotní senzory
- 2 RF elektrody „prsty“
- 3 Indikátor stavu
- 4 Kontrolky úrovně RF energie
- 5 Tlačítko ZAP/VYP / výběr RF energie
- 6 Nabíjecí zásuvka

Popis uživatelského rozhraní

- 1. Tlačítko ZAP/VYP a výběr energie** – Jemným stisknutím tlačítka (po připojení zařízení k napájení) se zařízení ZAPNE na úroveň energie 1, což je indikováno 1 rozsvíceným světlem na displeji úrovně energie. Jakmile dosáhne nejvyšší úrovně, dalším jemným stisknutím se zařízení VYPNE. **Zařízení se po 45 sekundách nečinnosti přepne do pohotovostního režimu.**

2. Indikátor stavu

Indikátor stavu	Bliká žluté světlo	Zařízení je v pohotovostním režimu . Pokud nesvítlí, ujistěte se, že je napájecí kabel správně zapojený.
	Svítlí zelené světlo	Zařízení je v režimu ošetření . RF je aktivováno, je detekován kontakt s pokožkou a probíhá ošetření.
	Střídavě bliká zelené a žluté světlo	Zařízení je v chybovém režimu . Zařízení detekovalo poruchu a brání aktivaci funkce RF.
Dotykové tlačítko pro výběr RF energie 	Kontrolky úrovně energie 1–3	Když svítí zelené světlo, znamená to, že RF energie je aktivní. Opakovaně stisknete tlačítko pro výběr úrovně RF energie, dokud nedosáhnete požadované úrovně: 1, 2, 3 nebo vypnuto.

Pokyny pro uživatele

Určeno k použití na obličej, zejména na vrásky kolem očí („vějířky“), nosoretní rýhy („úsměvové vrásky“) a vrásku mezi obočím („mračivku“).

Co očekávat

Během ošetření je normální pociťovat:

- Pocit tepla vytvářené RF energií.
- Mírné červené nebo růžové zabarvení pokožky – během a těsně po každém ošetření.

Zkušební test

Zkušební test má za cíl zjistit reakci vaší pokožky na ošetření a pomoci vám najít optimální nastavení pro každou ošetřovanou oblast.

Proved'te zkušební test na každé oblasti, kterou chcete ošetřit, 48 hodin před prvním kompletním ošetřením.

- Připravte si pokožku, jak je popsáno níže v **kroku 1: Příprava pokožky**. Pokyny k obsluze zařízení naleznete níže v **kroku 2: Obsluha zařízení**.
- Před použitím zařízení naneste na ošetřovanou oblast rovnoměrnou vrstvu Base Gelu.
- Začněte test s úrovní energie 1 a zařízením pohybujte malými krouživými pohyby.
- Zvyšujte intenzitu energie podle svých potřeb. Pokud se necítíte dobře nebo pokud pozorujete nežádoucí účinky, test ukončete.

- Zkušební test proved'te v celkové délce přibližně 3 minuty.
- Počkejte 48 hodin a prohlédněte si testovanou oblast.
- Pokud se pokožka v testované oblasti jeví jako normální a nejsou přítomny žádné nežádoucí účinky, můžete pokračovat v plném ošetření na nejvyšší testované úrovni energie, která vám vyhovuje.

Poznámka: Můžete si vybrat libovolnou úroveň radiofrekvenční energie, která vám vyhovuje. Úroveň radiofrekvenční energie udává rychlost, s jakou teplota stoupá v režimu ohřevu. Vysoká úroveň radiofrekvenční energie umožní rychlejší a rovnoměrnější ohřev. Maximálních výsledků můžete dosáhnout se všemi úrovněmi radiofrekvenční energie, ale u nižších úrovní bude dosažení efektivní teploty trvat déle.

Začínáme

Krok 1: Příprava pokožky

1. Před použitím se ujistěte, že je vaše pleť suchá, čistá a bez lokálních přípravků, jako jsou: hydratační krémy, tekutiny nebo žmolky.
2. Před použitím si odstraňte šperky z ošetřované oblasti i z rukou.
3. Hodinu před použitím zařízení nikdy nepoužívejte na pokožku hořlavé kapaliny, jako je alkohol (včetně parfémů, dezinfekčních prostředků nebo jiných přípravků obsahujících alkohol) nebo aceton, protože by to mohlo způsobit popáleniny kůže.
4. Zařízení je vhodné pro muže. Muži by se však měli před ošetřením ujistit, že mají hladce oholenou pleť.

Poznámka: Před zahájením kompletního ošetření v dané oblasti by měl být proveden zkušební test zvláště pro každou oblast, kterou chcete ošetřit. Viz výše uvedená část **Zkušební test**.

Krok 2: Obsluha zařízení

1. Před použitím se ujistěte, že je zařízení čisté, suché a neporušené.
2. Naneste rovnoměrnou vrstvu Base Gelu, který je součástí sady, na oblast pokožky určenou k ošetření.

3. Nastavte úroveň energie radiofrekvence (RF) na úroveň, kterou jste si vybrali v předběžném testu. Opakovaně jemně stiskněte tlačítko pro výběr úrovně RF energie, dokud nedosáhnete požadované úrovně: 1, 2 nebo 3.
4. Zařízení je vybaveno 2 bezpečnostními senzory, které udržují teplotu v efektivním a bezpečném rozsahu během celého ošetření.

Poznámka: Zařízení zastaví ohřev, jakmile je dosaženo požadované teploty; ohřev se poté znovu aktivuje, jakmile teplota klesne.

5. Umístěte elektrody („prsty“) na určené místo a zajistěte plný kontakt s pokožkou během celého ošetření. Zařízení signalizuje správný kontakt s pokožkou zeleným stavovým světlem. Pokud zařízení není správně umístěno, RF energie nebude dodávána.

Poznámka: Zařízení se automaticky vypne po 45 sekundách bez kontaktu s pokožkou.

6. Pokud po přibližně 10 sekundách necítíte teplo, zkuste zařízením pohybovat na menší ošetřované ploše a/nebo zvýšit energii radiofrekvenčního záření.
7. Pohybujte zařízením po ošetřované ploše pomalými krouživými pohyby nebo pohyby tam a zpět, přičemž se neustále a pevně dotýkáte pokožky.

8. Dodržujte pokyny pro ošetřované plochy, dobu ošetření a harmonogram ošetření v části **Doporučené ošetření**.
9. Po dokončení ošetření setřete zbývající Base Gel z ošetřené plochy.
10. Pokyny k čištění před ošetřením a po něm jsou uvedeny v části **Čištění a skladování**.

Doporučené ošetření

- Umístěte ošetrovací elektrody („prsty“) dle obrázku zvolené ošetrované oblasti.
- Zařízením plynule pohybujte dle popisu pro zvolenou ošetrovanou oblast.

Ošetrovaná oblast	Doporučená doba ošetření	Doporučený pohyb zařízení
Čelo 	10 minut	Pomalé pohyby nahoru a dolů po čele
Misto mezi obočím 	5 minut	Malé krouživé pohyby nebo pohyb nahoru a dolů
Horní část lícních kostí 	5 minut na každé straně	Kontinuální, pomalé krouživé pohyby ze strany na stranu
Tváře 	5 minut na každé straně	Pomalé krouživé pohyby po tváři

Úsměvové vrásky 	5 minut na každé straně	Pomalé pohyby nahoru a dolů po úsměvových vráskách
Brada 	5 minut	Ze strany na stranu
Čelist 	5 minut na každé straně	Pomalé pohyby nahoru a dolů po krku
Krk 	5 minut na každé straně	Pomalé pohyby nahoru a dolů po krku



Varování: Zabraňte kontaktu s očima, očními dutinami, nosními dírkami a ústní dutinou, protože ošetření v těchto oblastech může způsobit nežádoucí účinky.



Varování: Vyhněte se ošetření v dolní třetině krku, protože tato oblast je citlivější, a vyhněte se ošetření oblasti štítné žlázy (označené ).

- Pro dosažení dlouhodobých výsledků používejte zařízení jednou týdně na každé požadované oblasti po dobu 8 týdnů.
- Reakce na ošetření se liší u jednotlivých osob a závisí na faktorech prostředí a biologických faktorech, dědičnosti a stárnutí.
- Pro udržení optimálních dlouhodobých výsledků lze udržovací ošetření provádět dle potřeby každé 4–8 týdny.

Péče po ošetření obličeje

- Po ošetření naneste opalovací krém s vysokým faktorem (nejméně 30 SPF) a chraňte ošetřenou oblast před slunečním zářením po dobu dvou týdnů.
- Po ošetření se vyhněte používání horké vody na obličej a přestaňte dva dny používat abrazivní nebo agresivní produkty.
- Make-up lze aplikovat ihned po ošetření.

Čištění a skladování

- Před čištěním nezapomeňte zařízení vypnout a odpojit ze zásuvky.
- Doporučuje se zařízení, zejména ošetřovací prsty, teplotní senzory a silikonový kryt, očistit od zbytků Base Gelu měkkým vlhkým hadříkem nebo ubrousky.



Neoplachujte zařízení pod tekoucí vodou, mohlo by to způsobit jeho poruchu.

- Udržujte zařízení suché. Nikdy jej neumísťujte, neskladujte ani nepoužívejte v blízkosti: van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob s vodou, mohlo by to způsobit vážný úraz elektrickým proudem.

Řešení problémů

Pokud se s vaším zařízením setkáte s jakýmkoli problémy, pokuste se je vyřešit pomocí níže uvedených informací:

- Pokud se zařízení nezapne:
 1. Ujistěte se, že je napájecí kabel správně zapojen do elektrické zásuvky a do zásuvky zařízení.
 2. Ujistěte se, že je v elektrické zásuvce napájení.
- Pokud necítíte teplo:
 1. Zkontrolujte plný kontakt s pokožkou (signalizováno zeleným světlem).
 2. Ověřte, zda jste nanесли dostatečné množství Base Gelu.
 3. Nezapomeňte, že zařízení reaguje na vaši pokožku a může z bezpečnostních důvodů dočasně snížit teplotu.

Viz tabulka indikátorů stavu v části

Popis uživatelského rozhraní.

- V případě nečistot nebo úlomků na ošetrovacích prstech je vyčistěte v souladu s pokyny v části **Čištění a skladování**. Pokud se vám oblast nedaří vyčistit, kontaktujte naši zákaznickou podporu.
- V případě obecné chyby resetujte zařízení odpojením napájecího kabelu z elektrické zásuvky, počkejte 10 sekund a poté jej znovu zapojte.

Pokud se zařízením stále přetrvávají problémy, kontaktujte naši zákaznickou podporu.



Likvidace

Z důvodů ochrany životního prostředí nevhazujte zařízení do domovního odpadu. Zlikvidujte jej na vhodném místním sběrném nebo recyklačním místě v souladu se směrnicí ES – OEEZ (Odpad z elektrických a elektronických zařízení). Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na místní úřady odpovědné za likvidaci odpadu.

Zákaznická podpora

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zařízení, jeho používání či funkčnosti, nebo potřebujete-li řešit závadu, kontaktujte naši zákaznickou podporu:

☎ +420 323 204 182

✉ info@sensica.cz

Parametry zařízení

Ruční RF zařízení je napájeno bipolární RF s $\pm 0,5$ W

Frekvence

1 $\pm$ 0,05 MHz

Volitelná úroveň výstupního výkonu

3 úrovně

Teplotní senzory

RF ohřev se automaticky deaktivuje, když teplota kůže dosáhne 40 °C/104 °F. Ohřev se znovu aktivuje, když teplota klesne.

Ošetřovaná plocha

~2,2 cm² / 0,34 palce²

Externí napájecí zdroj

Vstup 100–240 V AC, 50–60 Hz,
Výstup 9 V DC, 1,5 A

Rozměry a hmotnost zařízení

98 g, 165 mm x 35 mm x 48 mm
3,375 oz, 6,5 palce x 1,38 palce x 1,89 palce

Pokyny pro skladování

Skladovací a přepravní podmínky

Teplota	-25 °C až 70 °C (-13 °F až 158 °F)
---------	---------------------------------------

Vlhkost	Vlhkost 10 % až 90 % relativní vlhkosti při 55 °C/131 °F
---------	--

Tlak	Bez kondenzace
------	----------------

Provozní podmínky

Teplota	5 °C až 40 °C (41 °F až 104 °F)
---------	------------------------------------

Vlhkost	20 % až 80 % relativní vlhkosti
---------	---------------------------------

Maximální provozní nadmořská výška	3 000 m
------------------------------------	---------

Značení

Model ST050

Napájení: 9 V, 1,5 A, 100–240 V AC, 50–60 Hz



Trojitá izolace.



Přečtěte si návod k použití.



Zařízení určené ke zpětnému odběru.



Před použitím si prosím přečtěte všechna varování a bezpečnostní opatření.



Chraňte před vlhkostí.



Toto zařízení se nesmí používat v blízkosti vody ani ve vodě (např. v umyvadle, ve sprše či ve vaně) – riziko úrazu elektrickým proudem.



Naše výrobky a obaly jsou recyklovatelné, nevyhazujte je!



Používejte zařízení pouze s originálním napájecím zdrojem.
Z bezpečnostních důvodů nikdy nepoužívejte stejnosměrné adaptéry, které nejsou schváleny výrobcem.

