


SENSICA



SensilightPRO

your beauty is in your hands

Návod k použití

www.sensica.cz

01 Začínáme

Vítejte ve světě Sensica!

Máme radost, že se s námi vydáváte na cestu k hladké pokožce. Než začnete s prvním ošetřením, věnujte prosím několik minut tomuto stručnému průvodci.

1. Zapněte zařízení stisknutím tlačítka ON/OFF. Indikátor zobrazí stav nabití.
2. Vyberte nejvhodnější úroveň energie stisknutím tlačítek pro výběr úrovně energie: zvýšení energie (+) nebo snížení energie (-).
3. Pro co nejpohodlnější ošetření vyberte příslušné okénko pro ošetření vybrané oblasti.
4. Umístěte ošetřovací okénko na oblast, kterou chcete ošetřit, a ujistěte se, že je v plném kontaktu s vaší pokožkou.
5. Stiskněte tlačítko spouště pro spuštění jednoho záblesku, poté přesuňte zařízení na další místo a stiskněte jej znovu. Automatický režim se aktivuje po třech po sobě jdoucích záblescích bez uvolnění tlačítka spouště a deaktivuje se, jakmile dojde ke ztrátě kontaktu s pokožkou.
6. Opakujte, dokud neošetříte celou oblast.

Před použitím zařízení Sensilight™ Pro si prosím pečlivě prostudujte celý návod k použití.

**Ještě pár tipů
pro co nejlepší
výsledky...**

**Nespěchejte. Před
prvním ošetřením
provedte zkušební
test a vyčkejte
24 hodin, abyste
se ujistili, že vaše
pokožka na ošetření
dobře reaguje.**

**Neošetřujte
stejnou oblast
pokožky více než
jednou, mohlo by to
způsobit podráždění.**

02 Plán ošetření

Doporučený plán ošetření

- Ošetření 1–4: provádějte v intervalech 2 týdnů.
- Ošetření 5–8: provádějte v intervalech 4 týdnů.

Po skončení tohoto plánu můžete provádět ošetření jednou za 4 týdny, dokud nedosáhnete požadovaných výsledků.

Sensilight Pro je bezpečný a účinný pro většinu odstínů pleti a barev chloupků.

Sensilight Pro funguje nejlépe na tmavých chloupcích nebo chloupcích s vyšším obsahem melaninu. Pokud váš odstín pleti odpovídá klasifikaci označené ✓ na Fitzpatrickově stupnici níže, můžete Sensilight Pro bezpečně používat.

**Tón
pleti**



**Barvy
chloupků**



**Pouze se holte.
Mezi ošetřeními
nepoužívejte
vosk, neepilujte
ani nevytrhávejte
chloupky. Důvodem
je, že vlasový stvol
musí zůstat v lůžku,
aby absorboval světlo
a ošetření bylo účinné.**

**Pro dosažení
nejlepších výsledků
použijte nejvyšší
úroveň energie,
která vám byla
ve zkušebním
testu příjemná.**

03 Co můžete očekávat

- Během ošetření můžete slyšet praskavý zvuk a cítit teplo.
- Ihned po ošetření může být vaše pokožka krátce červená nebo růžová, to je normální.
- Po 2 týdnech: Pokud se vám zdá, že chloupky stále rostou, nemusíte se obávat. Při dodržování doporučeného plánu ošetření si začnete všimnout, že chloupky postupně vypadávají.
- Může trvat až 3–4 ošetření, než zaznamenáte první výsledky. Důvodem je, že jednotlivé fáze růstu chloupků nejsou vzájemně synchronizované a ošetření může účinně působit pouze na chloupky v anagenní fázi růstu.
- Po 8 týdnech: Měli byste zaznamenat výrazné zpomalení růstu chloupků. Chloupky, které nadále rostou, budou jemnější a tenčí.

**Budte trpěliví.
V závislosti na
individuální barvě
chloupků, tónu pleti
a hormonálních
změnách se výsledky
mohou dostavit
rychleji nebo pomaleji.**

**Tajemstvím
nejlepších výsledků
je vytrvalost
a dodržování
postupu!**

A je to! Brzy uvidíte výsledky... užijte si je!

Máte otázky?

Neváhejte nám napsat na: info@sensica.cz

www.sensica.cz

Obsah

Bezpečnostní opatření	2
Varování	4
Kontraindikace	5
Zamýšlené použití	5
Jak funguje RPL™ (reaktivní pulzní světlo)?	6
Zkušební test	7
Jak zařízení používat	8
Krok 1: Nabíjení	8
Krok 2: Příprava pokožky	9
Krok 3: Obsluha zařízení	10
Krok 4: Péče po ošetření	11
Indikátor stavu	12
Tlačítko doporučené intenzity	13
Pulzní nebo automatický režim	13
Doporučené ošetření	14
Možné nežádoucí účinky	16
Čištění a skladování	17
Řešení problémů	18
Zákaznická podpora	19
Technické parametry zařízení	19
Značení	20

Bezpečnostní opatření

- Nevhodné pro osoby mladší 18 let.
- UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.
- Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Toto zařízení se nedoporučuje používat na šedivé, zrzavé nebo velmi světlé chloupky, protože se ukázalo, že je na tyto barvy chloupků méně účinný.
- Toto zařízení mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání zařízení bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- VAROVÁNÍ! Hrozí poškození očí (které může vést ke ztrátě zraku) nebo kůže, pokud nebudou pokyny dodržovány. Přečtěte si a dodržujte pokyny.
- VAROVÁNÍ! Po delší nebo opakované aplikaci na daný povrch může dojít k poškození kůže.
- VAROVÁNÍ! Nevyřazujte vnitřní bezpečnostní mechanismy zařízení.
- Neumísťujte, neskladujte ani nepoužívejte zařízení v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob s vodou, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Neotevírejte ani neopravujte zařízení, mohlo by dojít ke kontaktu s nebezpečnými elektrickými součástkami, které by mohly způsobit vážné poškození zdraví.
- Nenechávejte zařízení bez dozoru, pokud je zapojeno do elektrické sítě, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte zařízení, pokud jakákoli jeho část nebo příslušenství: nefunguje správně, je poškozená, rozbitá, uvolněná, chybí nebo je mokrá (bude zvláště opatrní, protože toto zařízení vyzařuje UV a IR

zařízení), nebo pokud vidíte či cítíte kouř.

- Nepoužívejte zařízení s jiným zdrojem napájení, než který byl dodán se zařízením. Mohlo by dojít k poškození zařízení a jeho přerušení činnosti. Nikdy nepoužívejte adaptéry stejnosměrného proudu, které nejsou schváleny výrobcem. V případě poškození napájecího kabelu by měl kabel vyměnit pouze výrobce nebo kvalifikovaný distributor. Pro další pomoc kontaktujte naši zákaznickou podporu.
- Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je čisté, suché a neporušené. Pokyny k čištění jsou podrobně uvedeny v části Čištění a skladování.

Poznámka: Odstraňování chloupků lasery nebo intenzivním pulzním světlem může u některých jedinců způsobit zvýšený růst chloupků. Na základě současných údajů jsou nejrizikovějšími skupinami pro tuto reakci ženy středomořského, blízkovýchodního a jihoasijského původu, ošetřované na obličeji a krku.

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku. Uživatelskou příručku naleznete také na webových stránkách www.sensica.cz

Kdo by zařízení NEMĚL používat?

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte níže uvedené informace. Pokud máte stále jakékoli pochybnosti nebo si nejste jisti, zda je zařízení pro vás bezpečné, poraďte se se svým lékařem.

Varování

Přístroj NEPOUŽÍVEJTE:

- Pokud máte velmi tmavou pleť (viz tabulka odstínů pleti na rozkládací obálce). Velmi tmavá pleť může absorbovat příliš mnoho světelné intenzity, a proto je náchylnější k poranění (např. popáleniny, změna barvy pleti nebo jizvy).
- Na uměle nebo přirozeně opálenou pokožku nebo po slunění, neboť to může způsobit vážné popáleniny či poranění kůže. Vyhněte se slunění déle než 15 minut po dobu 4 týdnů před ošetřením a alespoň 2 týdny po ošetření. Pokud je během tohoto období ošetřovaná oblast pokožky vystavena slunečnímu záření, nezapomeňte nanést opalovací krém s SPF 30 nebo vyšším.
- Pokud máte v ošetřované oblasti tmavě hnědé či černé skvrny, jako jsou mateřská znaménka nebo znaménka, nebo puchýře.
- Přímě na bradavky, genitálie či oblast kolem konečníku, jelikož tyto oblasti mohou mít tmavší barvu pokožky a/nebo větší hustotu ochlupení.
- Na sliznice, jako jsou: nosní dirky, rty, oční víčka a uši, jelikož to může

vést k vážnému poranění.

- Přes piercingy nebo jakékoli kovové předměty, jako jsou náušnice nebo šperky, na ošetřované oblasti, jelikož to může způsobit popáleniny.
- Na oblasti s tetováním nebo permanentním make-upem. Tetování nebo permanentní make-up před ošetřením zakryjte bílou náplastí. Nepoužívejte zařízení přímo přes tetování nebo permanentní make-up, i když je zakryté.

Dále:

- Nikdy se nedívejte přímo do světla vycházejícího z aplikátoru a lampy, mohlo by to způsobit poranění očí.
- Nikdy nepoužívejte na pokožku hořlavé kapaliny, jako je alkohol (včetně parfémů, dezinfekčních prostředků nebo jiných přípravků obsahujících alkohol) nebo aceton, mohlo by to způsobit popálení kůže.
- Neošetřujte stejnou oblast kůže více než jednou během použití, mohlo by to způsobit nežádoucí účinky.

Kontraindikace

NEPOUŽÍVEJTE zařízení, pokud:

- Máte aktivní implantát, jako je kardiostimulátor, inzulinová pumpa nebo podobná zařízení, neboť to může způsobit rušení.
- Jste těhotná, můžete být těhotná či kojíte, jelikož zařízení nebylo testováno na těhotných nebo kojících ženách a může stimulovat pigmentaci.
- Máte rakovinu kůže, oblasti s rizikem malignit nebo pokud jste v posledních 3 měsících podstoupili chemoterapii/ radioterapii, jelikož nebyla stanovena bezpečnost takového použití a imunitní systém může být narušen, což by mohlo vést k vážnému zranění.
- Trpíte epilepsií, neboť použití zařízení by mohlo vyvolat záchvat.
- Máte poškozenou nebo poraněnou kůži, máte v anamnéze výskyt herpes nebo lupénky v ošetřované oblasti, jelikož takové použití může vést k závažným nežádoucím účinkům.
- Trpíte tvorbou keloidních jizev (růst nadbytečné jizvové tkáně v místě zahojené kůže po poranění) v ošetřované oblasti, a i když takové použití nebylo prokázáno, může to vést k závažným kožním komplikacím.
- Pokud užíváte fotosenzitivní léky nebo bylinné přípravky, poraďte se před použitím zařízení se svým

ošetřujícím lékařem, jelikož jejich aplikace může být pro pokožku škodlivá.

- Jste fotosenzitivní nebo máte jiná onemocnění související s citlivostí na světlo, jelikož používání zařízení za těchto podmínek může vést k vážnému zranění.
- Trpíte závažnými nebo dekompenzovanými metabolickými onemocněními, jako je cukrovka, jelikož v případech nežádoucího účinku to může vést ke zvýšenému riziku opožděného hojení a infekce.
- V posledních 8 týdnech jste v ošetřované oblasti podstoupili peeling kůže nebo jiné procedury pro omlazení kůže, jelikož za těchto okolností může používání zařízení vést ke stimulaci pigmentace.

Poznámka: Pokud jste podstoupili jakékoli jiné estetické zákroky nebo máte jakékoli nejasnosti ohledně možných nežádoucích účinků, poraďte se před použitím zařízení se svým lékařem.

Zamýšlené použití

Toto zařízení pro domácí použití je určeno k odstraňování nežádoucích chloupků na celém těle (např. nohy, paže, podpaží, oblast bikin, záda, ramena, hrudník a břicho) a na povolených oblastech obličeje (tj. nad horním rtem, na tvářích, čelisti, bradě a krku).

Je považováno za zdravotnický prostředek bez lékařského použití a nemá klinický přínos.

Poznámka: Toto zařízení je speciálně navrženo pro vaše osobní ošetření a je určeno pouze pro jednoho uživatele a domácí použití.

Jak funguje RPL™ (reaktivní pulzní světlo)?

RPL™ (reaktivní pulzní světlo) je pokročilá technologie, která využívá klinicky ověřenou technologii IPL (intenzivní pulzní světlo) ve spojení se senzorem tónu pleti a kontaktu s pokožkou. Světlo vyzařované zařízením proniká kůží a je absorbováno melaninem ve vlasovém stvolu. Teplo produkované tímto světlem vstupuje do folikulu a generuje lokální tepelný efekt, známý také jako selektivní fototermolýza. Tepelný efekt deaktivuje vlasový folikul, což způsobuje snížení růstu chloupků, zatímco okolní kůže zůstává nedotčená a chladná.


Dlouhodobá redukce chloupků – Cyklus růstu chloupků

V optimální dlouhodobé redukci chloupků hrají důležitou roli dva faktory:

- **Cyklus růstu.** Růst vlasů (chloupků) zahrnuje tři fáze: Anagen, Katagen a Telogen. Anagen je fáze růstu, zatímco Katagen a Telogen jsou klidové fáze. K trvalé redukci

chloupků může dojít pouze v anagenní fázi, tj. fázi růstu. Vzhledem k tomu, že růst chloupků není synchronizovaný, doporučuje se absolvovat celý proces ošetření, aby se zajistilo, že každý chloupek bude vystaven ošetření během jeho anagenní fáze.

- **Tón pleti.** Tmavší pleť obsahuje více melaninu, který soutěží s cílovým chloupkem o absorpci intenzity. Pokud kůže absorbuje více intenzity, existuje větší riziko nežádoucích účinků.



Před použitím zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku. Uživatelskou příručku naleznete také na www.sensica.cz

Zkušební test

Před prvním ošetřením každé nové oblasti těla doporučujeme otestovat pokožku v dané oblasti, abyste zjistili

její reakci na ošetření přístrojem a mohli jste nastavit optimální úroveň intenzity pro každou ošetřovanou oblast. Různé oblasti těla mohou mít různou citlivost, a proto mohou vyžadovat různé úrovně intenzity. Proved'te zkušební test na skrytém místě kůže v oblasti, kterou chcete ošetřit, 24 hodin před prvním kompletním ošetřením.

Poznámka: Neošetřujte celou oblast, kterou jste si předtím neotestovali!

1. Připravte si pokožku, jak je popsáno níže v části Příprava pokožky.
2. Vyberte nejnižší úroveň intenzity a aplikujte záblesk.
3. Úroveň intenzity můžete zvyšovat, dokud se budete cítit pohodlně, až do maximální úrovně intenzity, pokud nezačnete pociťovat nepříjemné pocity. Každou úroveň intenzity byste měli otestovat na novém místě kůže (záblesky se nepřekrývají).
4. Pokud je vám ošetření nepříjemné nebo pozorujete jakékoli nežádoucí účinky, okamžitě test ukončete!
5. Pokud se po 24 hodinách neobjeví žádná nežádoucí kožní reakce, můžete pokračovat v kompletním

ošetření s použitím nejvyšší testované komfortní úrovně intenzity.

Jak zařízení používat

Zařízení je vhodné k použití na: nohou, pažích, podpaží, linii bikin, zádech, ramenou, hrudníku, bříše a povolených oblastech obličeje (nad horním rtem, na tvářích, čelisti, bradě a krku).

Co očekávat

Během ošetření je normální pociťovat:

- Záblesk světla při každém stisknutí spouště, vyzařované světlo nepoškodí vaše oči.
- Slabé prasknutí při každém záblesku světla.
- Mírný pocit štípání.

Krok 1: Nabíjení

1. Před prvním použitím, a když je baterie vybitá, baterii plně nabijte (úplné nabití baterie trvá až 2,5 hodiny).
2. Chcete-li zařízení nabít, zapojte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky a druhý konec do zařízení. Po nabití vyjměte napájecí adaptér ze zásuvky a odpojte jej od zařízení.
3. Zařízení můžete používat i během nabíjení. To však může omezit počet pulzů, protože nabíjení baterie je pomalejší než její spotřeba během používání. Indikátor stavu baterie  – Indikátor zobrazuje stav nabití baterie:

Indikátor stavu baterie	Stav
Červený	Baterie se nabíjí. Poznámka: Pokud kromě tohoto červeného světla svítí i zelená kontrolka úrovně intenzity 1 , zařízení je zapnuté.
Zelený	Baterie je plně nabitá a zařízení je připojeno k externímu zdroji napájení.
Pomalů bliká červeně	Nízká úroveň nabití baterie (přibližně 30 % plného nabití).
Rychle bliká červeně	Velmi nízká úroveň nabití baterie (přibližně 10 % plného nabití).

Poznámka: Indikátory stavu baterie se zobrazí pouze tehdy, když je zařízení zapnuté.

Poznámky k nabíjení:

- Mírné zahřátí zařízení a napájecího adaptéru během nabíjení je normální.
- Nabíjení by mělo probíhat při pokojové teplotě nebo v chladném prostředí, nikdy ne nad 40 °C. Zařízení je vybaveno ochranou proti přehřátí baterie a nenabíje se, pokud teplota v místnosti překročí 40 °C.
- Zařízení plně nabijte každých 6 měsíců, i když jste jej během této doby nepoužívali.
- Během nabíjení nikdy nezakrývejte zařízení a adaptér.

Krok 2: Příprava pokožky

1. Sundejte si všechny šperky.
2. Ujistěte se, že máte v ošetřované oblasti oholené nebo zastřížené chloupky. Před prvním ošetřením ani mezi ošetřeními NEPOUŽÍVEJTE vosk, NEEPILUJTE ani NEVYTRHÁVEJTE chloupky v ošetřované oblasti, protože by se tím odstranil vlasový stvol, který během ošetření absorbuje světelnou energii.
3. Očistěte pokožku od zbytků pudrů, krémů, make-upu, antiperspirantů nebo deodorantů a poté pokožku osušte.
4. Nikdy nepoužívejte na pokožku hořlavé kapaliny, jako je alkohol (včetně parfémů, dezinfekčních prostředků nebo jiných přípravků obsahujících alkohol) nebo aceton, protože by to mohlo způsobit popáleniny kůže.


Důležité: Během používání zařízení nepoužívejte žádný krém ani gel, protože by mohly narušit jeho normální fungování.

Krok 3: Obsluha zařízení

Toto bezdrátové zařízení je vybaveno unikátním inteligentním vestavěným senzorem tónu pleti, který se nachází pod okénkem. Tato unikátní bezpečnostní funkce je během ošetření nepřetržitě aktivní a zabrání vzniku záblesků v oblastech, kde je vaše pokožka příliš tmavá nebo příliš opálená, a to i v případě, že máte obecně světlejší typ pleti.



- 1 Blikající světlo (vnitřní lampa)
- 2 Okénko pro ošetření (optický filtr)
- 3 Senzor tónu pleti a kontaktu s pokožkou
- 4 Spoušť
- 5 Zobrazení úrovně intenzity
- 6 Indikátor stavu baterie
- 7 Tlačítka pro výběr úrovně intenzity
- 8 Tlačítko doporučené intenzity
- 9 Tlačítko ZAP/VYP
- 10 Indikátor stavu
- 11 Nabíjecí zásuvka
- 12 Velké okénko pro ošetření
- 13 Úzké okénko pro ošetření (včetně přídavného filtru)
- 14 Napájecí adaptér



1. Ujistěte se, že je okénko pro ošetření čisté, suché a neporušené.

2. **Nabijte zařízení** podle pokynů v části „Nabíjení“.

3. **Vyberte požadované okénko pro ošetření** a jednoduše jej nasadte na zařízení tak, že zarovnáte plastové kolíky vybraného okénka s otvory na zařízení a okénko zatlačíte na místo. Chcete-li okénko vyjmout, uchopte obě strany vyvýšených bodů a pevně jimi táhněte, dokud se neodpojí od zařízení.

a. **Velké okénko pro ošetření** – vhodné pro rychlé a snadné odstraňování chloupků na velkých plochách těla, jako jsou nohy, záda a paže.

b. **Úzké okénko pro ošetření** – vhodné pro ošetření malých a citlivých oblastí, jako je obličej (oblast pod linií tváře) a linie bikin.

4. **Zapněte zařízení stisknutím tlačítka ZAP/VYP.** Po zapnutí se zařízení automaticky nastaví na nejnižší úroveň intenzity (1). Zařízení se přepne do pohotovostního režimu, pokud jej ponecháte bez dozoru 5 minut nebo stisknutím a podržením tlačítka ZAP/VYP po dobu 3 sekund.

5. **Vyberte požadovanou úroveň intenzity.** Každým stisknutím tlačítek + nebo – se intenzita zvýší nebo sníží o jednu úroveň. Indikátory úrovně intenzity 1–6 se rozsvítí zeleně podle vybrané úrovně intenzity (např. na úrovni

intenzity 1 se rozsvítí jedno zelené světlo, na úrovni intenzity 2 se rozsvítí dvě zelená světla atd.).

Tlačítko doporučené intenzity Q můžete použít na začátku každého ošetření nebo ručně změnit úroveň intenzity.

6. Umístěte okénko na požadovanou oblast a zajistěte plný kontakt s pokožkou. Ošetřovací okénko pevně přiložte k pokožce a stiskněte spoušť pro spuštění záblesku. Po každém záblesku přesuňte zařízení na další místo. Po každém záblesku bude zařízení 1–3 sekundy připraveno k dalšímu záblesku.

7. Po ošetření zařízení **vypněte stisknutím tlačítka ZAP/VYP**, indikátor stavu se během vypínání zařízení rozsvítí oranžově.

Krok 4: Péče po ošetření

- Po ošetření můžete použít zklidňující pleťové mléko.
- Vyhněte se používání peelingových a bělicích krémů nebo podobných produktů po dobu alespoň 24 hodin, protože by mohly dráždit ošetřenou pokožku.
- Vyhněte se přímému slunění po dobu alespoň 2 týdnů po ošetření. Pokud během této doby vystavujete nedávno ošetřenou pokožku slunečnímu záření, použijte opalovací krém s SPF 30 nebo vyšším.

Indikátor stavu

Indikátor stavu	Stav zařízení	Popis
Nesvíí	Vypnuté	Zařízení je neaktivní.
Svíí zeleně	Zapnuté	Záblesk je připraven k použití.
Krátkodobě svíí oranžově	Záblesk je zablokovaný	Zařízení není v plném kontaktu s kůží – záblesk nebude možné použít.
Krátkodobě svíí červeně	Záblesk je zablokovaný	Byl detekován zakázaný odstín pleti (barevná tabulka je k dispozici na vnitřním krytu) – záblesk nebude možné použít.
Bliká oranžově	Doporučení intenzity	Zařízení je připraveno k měření odstínu pleti (během této doby nebude možné použít záblesku).
Svíí červeně	Zařízení je zablokováno	Zařízení je zablokováno z důvodu vnitřní poruchy nebo nesprávného přiložení okénka k pokožce.

Tlačítko doporučené intenzity

Tlačítko doporučené intenzity  můžete použít na začátku každého ošetření.

- Stisknutím tlačítka  zjistíte doporučenou úroveň intenzity pro ošetření podle tónu vaší pleti v testované oblasti.
- Po stisknutí tlačítka pro doporučení intenzity se rozsvítí zeleně a všechny indikátory úrovně intenzity začnou blikat.
- Držte zařízení na požadované ošetřované oblasti a stiskněte spoušť pro změření tónu pleti (nebude spuštěn žádný záblesk). Doporučená úroveň intenzity pro zjištěný tón pleti se nastaví automaticky, jak je znázorněno zobrazením úrovně intenzity.
- Pokud se nepodaří určit vhodnou úroveň intenzity z důvodu nedostatečného kontaktu nebo zakázaného tónu pleti (příliš tmavý), indikátor stavu se rozsvítí krátce červeně.
- **Chcete-li otestovat tón pleti v každé ošetřované oblasti, umístěte zařízení na danou oblast a stiskněte tlačítko doporučené intenzity.**

Pulzní nebo automatický režim

Můžete si vybrat ze 2 provozních režimů: pulzního nebo automatického:

- **Pulzní režim:** Jedním stisknutím spouště se spustí jeden záblesk. Pokračujte k dalšímu místu a znovu stiskněte spoušť pro spuštění dalšího záblesku. Opakujte, dokud není ošetření dokončeno.
- **Automatický režim:** Zahajte ošetření v pulzním režimu. Po třech po sobě jdoucích záblescích bez uvolnění spouštěcího tlačítka se automaticky aktivuje automatický režim. Tento režim bude spouštět záblesky nepřetržitě s 1 až 3sekundovou pauzou mezi záblesky, proto není nutné držet spouštěcí tlačítko. Automatický režim se automaticky deaktivuje, když zařízení není v dostatečném kontaktu s pokožkou nebo pokud je tón pleti příliš tmavý.



Důležitá poznámka:

Snažte se nepřekrývat pulzy – opakované pulzy na stejném místě mohou zvýšit riziko nežádoucích účinků.

Doporučené ošetření

Pro dosažení optimálních výsledků byste měli zařízení používat důsledně podle následujícího doporučení.

Chloupky na těle

Ošetření **1–4** probíhají s odstupem dvou týdnů.

Ošetření **5–8** probíhají s odstupem čtyř týdnů.

Ošetření obličeje

Ošetření **1–5** probíhají s odstupem dvou týdnů.

Ošetření **6–8** probíhají s odstupem čtyř týdnů.

Pro udržení výsledků po dokončení ošetření doporučujeme provádět ošetření jednou měsíčně nebo dle potřeby.

Očekávané výsledky

Různí jedinci a různé ošetřované oblasti nemusí na technologii RPL reagovat stejně.

Může trvat až 3–4 ošetření (6–8 týdnů), než se projeví první výsledky. Chloupky budou po ošetření růst až dva týdny. S postupem celého procesu ošetření však budou chloupky přirozeně a postupně vypadávat.

Počet ošetření potřebných k dosažení dlouhodobých výsledků se liší u jednotlivých uživatelů a ošetřovaných oblastí a závisí na faktorech, jako je věk, barva chloupků a tón pleti.

Po dokončení procesu ošetření byste měli pozorovat další snížení růstu

chloupků. Zbývající chloupky by měly být jemnější a světlejší.

Poznámky:

- Doporučujeme použít nejvyšší nastavení intenzity, které vám bylo během zkušebního testu příjemné. Upozorňujeme, že ošetření obličeje by se měla provádět s nízkými až středními úrovněmi intenzity (1–4).
- Světlejší barvy chloupků mohou vyžadovat více ošetření, aby se dosáhlo optimálních výsledků.
- Toto zařízení je vhodné pro muže. Mužské ochlupení na těle, zejména na hrudi, však bude vyžadovat více ošetření.

Povolené oblasti obličej

Pokožka obličej je citlivá oblast, která vyžaduje zvláštní péči a opatrnost. Pečlivě dodržujte všechny pokyny a bezpečnostní opatření, abyste se vyhnuli nežádoucím účinkům. Před zahájením ošetření obličej se doporučuje nejprve provést ošetření těla a seznámit se se zařízením. Toto zařízení lze použít k ošetření všech oblastí obličej pod linií tváří, jako například: nad horním rtem, na tvářích, čelisti, bradě a krku.



Nikdy nepoužívejte zařízení okolo očí ani v jejich blízkosti.



Varování!

- Při použití tohoto zařízení k ošetření oblastí obličej nepoužívejte úroveň intenzity přesahující střední úroveň (4), protože to může zvýšit riziko nežádoucích účinků.
- Nepoužívejte zařízení na obličej nad linií lícních kostí ani v okolí očí, obočí a řas, mohlo by to způsobit vážné poškození očí.
- Vyhněte se nosním dírkám a rtům, protože tyto oblasti jsou citlivější.
- Kůže na dolní třetině krku je citlivější. Dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se vyhnuli překrývání ošetřovaných oblastí.

Poznámka: Ochlupení na obličej může být hormonální, a proto je možné, že k dosažení trvalého odstranění chloupků bude třeba více ošetření.

Pro muže: Při ošetření oblasti vousů buďte opatrní; vysoká hustota chloupků obsahuje velké množství melaninu, který během ošetření absorbuje světelnou energii.

Možné nežádoucí účinky

Při používání tohoto zařízení v souladu s návodem k použití jsou nežádoucí účinky vzácné. Někteří lidé však mohou během používání pociťovat mírné nepohodlí – to je normální.

Mírné nežádoucí účinky uvedené v tabulce níže by měly spontánně odeznít během několika hodin. V případě, že se u vás objeví vyšší stupeň nežádoucích účinků (jak je uvedeno v tabulce níže), přestaňte zařízení používat a poraďte se s lékařem.

Závažnost nežádoucího účinku	Četnost nežádoucího účinku	Nežádoucí účinky
Mírné	Časté	Podráždění kůže Zarudnutí kůže Citlivost kůže
Střední	Vzácné	Popáleniny kůže Jizva Změny pigmentace Nadměrné zarudnutí a otok
Závažné	Extrémně vzácné	Infekce Modřiny

Jakýkoli závažný incident, ke kterému došlo v souvislosti se zařízením, byste měli nahlásit výrobci (prostřednictvím zákaznické podpory) a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém máte bydliště.

Čištění a skladování

1. Před čištěním a skladováním zařízení vypněte a odpojte ze zásuvky.
2. Pro zajištění maximálního výkonu doporučujeme po každém použití očistit oblast okénka suchým a čistým hadříkem.
3. Pokud jsou na okénku nečistoty nebo prach, očistěte ho. Pokud se vám zařízení nedaří vyčistit, kontaktujte naši zákaznickou podporu.
4. Nikdy nepoužívejte vodu ani jiné čisticí tekutiny, protože by mohly zařízení poškodit a představovat bezpečnostní rizika.
5. Zařízení skladujte na chladném a suchém místě.

Řešení problémů

Pokud se zařízení nezapne	• Ujistěte se, že je zařízení nabitě (indikátor stavu baterie svítí zeleně).
Pokud zařízení nespustí záblesk	• Zkontrolujte, zda je mezi zařízením a pokožkou úplný kontakt. Spoušť aktivuje záblesk pouze tehdy, když je zařízení v úplném kontaktu s pokožkou. • Zkontrolujte, zda je okénko správně připevněno k zařízení (zařízení nebude funkční, pokud okénko není k zařízení správně připevněno). • Zkontrolujte, zda oblast, kterou chcete ošetřit, není příliš malá, zakřivená nebo kostnatá. Celé okénko by se mělo dotýkat ošetřované oblasti. Toho lze dosáhnout narovnáním kůže. • Pokud je odstín pleti detekovaný senzorem odstínu pleti příliš tmavý, aktivace záblesku bude zablokována a indikátor stavu se na okamžik zbarví do červena.
Obecná závada	• Resetujte zařízení. Vypněte zařízení, počkejte 10 sekund a poté jej znovu zapněte. • V případě zpoždění záblesku po přemístění zařízení na jinou ošetřovanou oblast byste měli zvážit provedení ošetření v chladnějším prostředí. V teplém prostředí může zařízení fungovat pomaleji. • V případě nečistot nebo prachu na okénku byste jej měli vyčistit podle pokynů v části Čištění a skladování. Pokud se vám oblast nedaří vyčistit, kontaktujte naši zákaznickou podporu.

- Pokud problém přetrvává, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu.

Zákaznická podpora

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zařízení, jeho používání či funkčnosti, nebo potřebujete-li řešit závadu, kontaktujte naši zákaznickou podporu:

☎ +420 323 204 182

✉ info@sensica.cz

Parametry zařízení

Výrobce

ELG trade Ltd.

Spektrum emitovaného světla

Velké okénko (žlutý optický filtr) max. 475 nm až 1 200 nm.

Úzké okénko (červený optický filtr) max. 550 nm až 1 200 nm.

Délka záblesku

5 ± 2 ms

Vyzařovaný energetický tok

5 J/cm²

Volitelné úrovně intenzity

6 úrovní

Ošetřovaná plocha (okénko)

Velké okénko

4,5 cm²

Úzké okénko

2 cm²

Rychlost

1 záblesk každé 3 sekundy

Externí napájení

12 V, 1,8 A, 21,6 W

100–240 V~, 50–60 Hz

Hmotnost a velikost zařízení

461 g, 200 x 175 x 70 mm

Průměrná účinnost v aktivním stavu

87,1 %

Účinnost při nízkém zatížení (10 %)

81,9 %

Technologie

Domácí použití IPL

Pokyny pro skladování

Skladovací a přepravní podmínky

Teplota	-10 °C až 70 °C (14 °F až 158 °F)
---------	--------------------------------------

Vlhkost	0 % až 90 % relativní vlhkosti při 55 °C/131 °F
---------	--

Tlak	Bez kondenzace
------	-------------------

Provozní podmínky

Teplota	10 °C až 40 °C (50 °F až 104 °F)
---------	--

Vlhkost	30 % až 70 % relativní vlhkosti
---------	---------------------------------------

Maximální provozní nadmořská výška	3 000 m
---------------------------------------	---------

Značení

Model IPL300



Dvojitá izolace.



Přečtěte si návod k použití.



Zařízení určené ke zpětnému odběru.



Naše výrobky a obaly jsou recyklovatelné, nevyhazujte je!



Zabraňte kontaktu s očima.



Před použitím si prosím přečtěte všechna varování a bezpečnostní opatření.



Nepoužívejte zařízení na opálené pokožce ani po slunění.



Nedovolte, aby zařízení navlhlo. Uchovávejte mimo dosah van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob s vodou. Uchovávejte v suchu.



Dobíjecí baterie.

IP22

IP2X: Předmět o průměru 12,5 mm nepronikne.

IPX2: Svisle padající kapky nemají škodlivý vliv.

CE

**UK
CA**

Poznámky k manipulaci s bateriemi

Pokud se vaše kůže nebo oči dostanou do kontaktu s tekutinou z baterie, vypláchněte postižená místa vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Chraňte baterie před nadměrným teplem.

Nebezpečí výbuchu! Nikdy nevhazujte baterie do ohně. Baterie nerozebírejte, neotevírejte ani nemačkejte. Během nabíjení se zařízení a napájecí adaptér mírně zahřejí.

Nenabíjejte baterii při pokojové teplotě nad 40 °C (104 °F). Zařízení je vybaveno ochranou proti přehřátí baterie a nenabije se, pokud pokojová teplota překročí 40 °C (104 °F).

Během nabíjení nikdy nezakrývejte zařízení a adaptér.

Používejte pouze nabíječky uvedené v návodu k použití.

Baterie musí být před použitím správně nabity. Vždy dodržujte pokyny výrobce a specifikace v tomto návodu k použití týkající se správného **nabíjení**.

Před prvním použitím baterii plně nabijte (viz výše uvedená část Nabíjení).

Abyste dosáhli maximální životnosti baterie, plně ji nabijte alespoň dvakrát ročně.

