

SENSICA



Sensismooth

your beauty is in your hands

Návod k použití

www.sensica.cz

Obsah

Sensismooth	2
Co očekávat při používání Sensismooth	2
Popis zařízení	3
Návod k použití	4
Důležitá upozornění a varování	7
Čištění a řešení problémů	8
Zákaznická podpora	9
Často kladené otázky	10
Specifikace zařízení	11
Značení	12

Sensismooth™

Nepostradatelná součást vaší každodenní péče o pokožku.

Sensismooth je profesionální multifunkční zařízení, které využívá unikátní patentované nástavce s technologií Adapt2U™.

Revoluční nástavce Adapt2U™ jsou navrženy tak, aby poskytovaly vynikající účinnost, přičemž každé ošetření se dokonale přizpůsobí jedinečným úhlům a křivkám vašeho těla. Nástavce jsou flexibilní, měkké a poddajné, dokonale se přizpůsobí vašemu obličejí, chodidlům a povrchu pokožky těla a bez námahy vám umožní vychutnat si personalizované ošetření a zároveň dosáhnout viditelných výsledků. Sensismooth je kompletní zařízení se 3 různými ošetřeními:

Adapt2U™ Cleanse – Jemně čistí póry bez abrazivního účinku, odstraňuje přebytečné zbytky make-upu a denní usazeniny. Čistící nástavec se přizpůsobí a kopíruje kontury vašeho obličejí, jemně klouže po pokožce a efektivně ošetřuje celou oblast, zjemňuje póry a redukuje výskyt jemných vrásek. Výsledkem je hladší a zářivější pleť.


Adapt2U™ Pedi – Pedikérský nástavec je určen k ošetření postižených oblastí odstraněním hrubé, suché a ztvrdlé kůže z chodidel a pat. Náš pedikérský nástavec Adapt2U™ má diamantový povrch, který zaručeně přináší vynikající výsledky a dodá vám úžasné hladkou pokožku.

Adapt2U™ Exfoliator – Peelingový nástavec bez námahy klouže i po těch nejnáročnějších křivkách, jako jsou lokty a kolena, vyhlazuje, oživuje a omlazuje vaši pokožku, zlepšuje krevní oběh a zároveň umožňuje lepší vstřebávání produktů péče o pokožku, díky čemuž bude vaše pokožka více svěží a elastická.

Co očekávat při používání Sensismooth

- Mírný pocit tepla během peelingu pokožky a pedikúry.
- Jemné zbytky odumřelých kožních buněk na ošetřené oblasti – během a těsně po použití abrazivních nástavců Sensismooth si můžete všimnout tenké bílé vrstvy.
- Zařízení Sensismooth je citlivé na tlak a je vybaveno bezpečnostní funkcí, která jej zastaví, pokud jej příliš silně přitlačíte na pokožku.

Popis zařízení



- 1 Nástavec
- 2 Tlačítko ZAP/VYP / výběr rychlosti
- 3 Indikátor nabíjení / stavu baterie
- 4 USB nabíječka

Poznámka: Každá sada Sensismooth se dodává s jinou sadou nástavců, jak je uvedeno na vnější straně krabice.

Čistící sada



**Hluboče čistící
nástavec Adapt2U™**



**Kartáček
na citlivou pleť**

Peelingová sada



**Peelingový nástavec
Adapt2U™**



**Peelingový kartáček
na celé tělo**

Pedikérská sada



**Pedikérský
nástavec Adapt2U™**



**Pemzový nástavec
na nohy**

Návod k použití

- Sada Sensismooth obsahuje USB kabel pro nabíjení.
- Před prvním použitím nabijte zařízení přes noc.
- Plné nabití umožňuje až 90 minut používání.
- Nasad'te nástavec pro požadované ošetření.
- Zařízení má dva stupně rychlosti.
- Stiskněte tlačítko ZAP/VYP a podržte jej 1 sekundu pro aktivaci zařízení na stupeň rychlosti 1.
- Krátce stiskněte znovu, pokud chcete aktivovat stupeň rychlosti 2.

Sensismooth je nyní připraven k použití!

- Před výměnou nástavců musí být zařízení vypnuto.
- Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte a podržte tlačítko ZAP/VYP po dobu 1 sekundy.

Indikátor stavu

- Blikající zelené světlo indikuje nabíjení.
- Trvale svítící zelené světlo indikuje plné nabití.
- Blikající červené světlo indikuje vybitou baterii (zařízení nabijte krátce poté, co začne kontrolka blikat).



Čištění

1. Chcete-li prodloužit životnost čistícího nástavce, můžete si před zahájením ošetření vyčistit pleť a odstranit přebytečný make-up.
2. Nasad'te čistící nástavec na adaptér zařízení.
3. Navlhčete si pokožku a čistící nástavec teplou vodou.
4. Naneste čistící prostředek na pokožku nebo na nástavec.
5. Jemně pohybujte kartáčkem malými krouživými pohyby po požadované ošetřované oblasti.
6. Vypněte a poté očistěte použitý nástavec.

Ošetření

Tváře	10 sekund na každé straně
Čelo	20 sekund
Nos a brada	20 sekund



Pedikúra

1. Vyčistěte a osušte si pokožku.
 2. Nasad'te pedikérský nástavec na adaptér zařízení.
 3. Jemně, ale pevně posouvejte zařízení plynule po ošetřované oblasti.
 4. Vypněte zařízení a poté použitý nástavec očistěte.
 5. Sensismooth poskytuje viditelné výsledky již od prvního ošetření. V některých případech však může redukce odolné pokožky vyžadovat více než jedno ošetření.
 6. Sensismooth by se měl používat dle potřeby, dokud se nedosáhne požadovaných dlouhodobých výsledků.
 7. Každou oblast ošetřujte 10–15 sekund. Celé ošetření by nemělo překročit pět minut v závislosti na stavu vaší pokožky.
- Držení zařízení na jednom místě může vést k nepohodlí.
 - V oblastech se silnější nebo drsnější pokožkou použijte pro lepší výsledky okraj nástavce.
8. Po dokončení ošetření ošetřenou oblast otřete nebo omyjte.
- Aby bylo ošetření účinné, nezapomeňte nástavec po 20 ošetřeních vyměnit.
 - Sensismooth je citlivý na tlak.

Zařízení je vybaveno bezpečnostní funkcí, která zabrání jeho fungování, pokud na kůži příliš silně zatlačíte.

Poznámka: I když lze zařízení používat dle potřeby, nedoporučuje se ošetřovat stejnou oblast více než jednou týdně.



Tělový peeling

1. Vyčistěte si pokožku a osušte ji.
 2. Nasad'te peelingový nástavec na adaptér zařízení.
 3. Ošetřete vybranou oblast pohybem zařízení po pokožce pomalými krouživými pohyby po dobu 3–4 sekund na každou ošetřovanou oblast.
- Poznámka:** Držení zařízení na jednom místě může způsobit nepříjemné pocity.
4. Jemně, ale pevně posouvejte zařízení po pokožce.
 5. Vypněte zařízení a poté použitý nástavec očistěte.
 6. Sensismooth poskytuje viditelné výsledky již od prvního ošetření. Pro udržení výsledků by se peelingový nástavec měl používat pouze jednou během 10 dnů.
 7. Po dokončení ošetření ošetřenou oblast otřete nebo omyjte.

8. Důrazně se doporučuje nanést na ošetřenou oblast zklidňující krém.
9. Mezi doporučené oblasti ošetření patří nohy, kolena, lokty a paže.

Poznámky:

- Neprovádějte žádné odstraňování chloupků těsně před ošetřením nebo po ošetření peelingem těla nebo do 24 hodin po ošetření, protože to může vést ke zvýšené citlivosti pokožky.
- Nepoužívejte na obličej, přední část krku, pokožku hlavy, v podpaží ani na genitálie.
- I když lze zařízení používat dle potřeby, doporučuje se vyhnout ošetřování stejné oblasti více než jednou týdně.

Důležitá upozornění a varování

- Nepoužívejte, pokud má kůže na ošetřované oblasti otevřená rána, zarudnutí nebo zánět, poranění, citlivost, léze, puchýře, nedávné výskyty herpesu nebo lupénky, bradavice nebo jakékoli jiné kožní onemocnění.
- Nepoužívejte, pokud je kůže na ošetřované oblasti spálená sluncem.
- Nepoužívejte, pokud některá část zařízení chybí, je poškozená nebo rozbitá.
- Použití kartáčku k odličování může zabarvit štetiny, ale neovlivní to jeho výkon.
- Nástavce Sensismooth jsou určeny k použití jedním uživatelem. Sdílení nebo výměna nástavců mezi uživateli může přenášet kožní onemocnění z jedné osoby na druhou.
- Pokud jste v lékařské péči s jakýmkoli kožním onemocněním nebo pokud si myslíte, že byste mohli mít kožní onemocnění, poraďte se před použitím Sensismooth s lékařem.
- Neotevírejte ani neopravujte zařízení, mohlo by dojít ke kontaktu s nebezpečnými elektrickými součástkami.

Čištění a řešení problémů

Čištění

- Nástavce čistíte mýdlem a vodou, neotírejte je, nechte uschnout na vzduchu.
- K čištění žádné části zařízení Sensismooth nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani chemikálie.
- Žádnou část zařízení nevkládějte do myčky nádobí.
- Před čištěním nezapomeňte zařízení vypnout.
- Po každém ošetření se doporučuje nástavce čistit.

Poznámka: Pro optimální použití by měly být pedikérské a peelingové nástavce vyměněny po 20 ošetřeních.

Řešení problémů

Pokud se při používání zařízení setkáte s problémy, přečtěte si prosím následující informace.

Zařízení se nezapne:

- Ujistěte se, že je zařízení nabité.

Zařízení přestalo fungovat během ošetření:

- Možná jste dosáhli 10minutového časového limitu. Sensismooth se automaticky vypne, když je zapnutý 10 minut, z důvodu úspory baterie a bezpečnostního opatření.
- Zkuste při pohybu po ošetřované oblasti použít menší tlak. Pokud je příliš silný, vestavěný bezpečnostní

mechanismus dočasně zastaví otáčení nástavce; uvolněte tlak, abyste mohli pokračovat v ošetření.

Pokud se zařízením stále máte problémy, kontaktujte naši zákaznickou podporu.

Zákaznická podpora

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zařízení, jeho používání či funkčnosti, nebo potřebujete-li řešit závadu, kontaktujte naši zákaznickou podporu:

 +420 323 204 182

 info@sensica.cz

Často kladené otázky

Je Sensismooth bezpečný k použití?

Ano, Sensismooth byl navržen tak, aby splňoval bezpečnostní standardy pro domácí použití a má vestavěný bezpečnostní mechanismus, který zastaví jeho funkci, pokud je příliš silně přitlačen na tělo nebo po 10 minutách nepřetržitého provozu. Používání Sensismoothu v souladu s pokyny k použití a bezpečnostními opatřeními zajišťuje zcela bezpečný zážitek.

Bolí používání Sensismoothu?

Ne, používání Sensismoothu by nemělo způsobovat žádné nepohodlí ani bolest. Použití může v ošetřované oblasti vyvolat pocit tepla v důsledku pohybu zařízení po pokožce, ale nikdy by to nemělo bolet.

Je dlouhodobé používání Sensismoothu nebezpečné pro mou pokožku?

Ne, po dlouhodobém používání nebyly hlášeny žádné vedlejší účinky ani poškození. Doporučujeme však neopakovat peeling nebo pedikúru na stejném místě více než jednou týdně.

Jak dlouho bych měl/a s jedním ošetřením pokračovat?

Záleží na ošetření:

- Čistící nástavec Adapt2U™, doporučená doba působení je až 20 sekund na oblast.
- Pedikérský nástavec Adapt2U™, doporučená doba působení je 10–15 sekund na oblast.

- Peelingový nástavec Adapt2U™, doporučená doba působení je 3–4 sekundy na oblast.

Delší držení na jednom místě může vést k nepohodlí.

Mohou muži používat Sensismooth?

Ano, Sensismooth je vhodný pro muže i ženy. Krása Sensismoothu spočívá v tom, že si můžete přizpůsobit a vybrat správný typ ošetření a hrubost nástavců podle svých potřeb

Specifikace zařízení

Mechanická rotace:

400 ot/min a 600 ot/min

Volitelná úroveň rychlosti:

2 úrovně

USB nabíječka:

Vstup:

5 V, 0,5 A

Výstup:

9 V

Hmotnost a velikost zařízení:

160 g, 16,3 x 5,6 x 7,3 cm

5,6 oz, 6,41 x 2,2 x 2,87 palce

Značení

Model: BRU500



Trojítá izolace.



Přečtěte si návod k použití.



Zařízení určené ke zpětnému odběru.



Před použitím si prosím přečtěte všechna varování a bezpečnostní opatření.



Nepoužívejte zařízení na opálené pokožce ani po slunění.



